

Opalescence® 6%



EN-Tooth Bleaching System
DE-System zur Zahnaufhellung
FR-Système pour blanchiment des dents
NL-Tandbleeksysteem
IT-Sistema per lo sbiancamento dei denti
ES-Sistema de Blanqueamiento Dental
PL-System wybielania zębów
PT-Sistema de branqueamento dental
SV-Tandblekningssystem
DA-Tandblegningssystem
FI-Hampaiden valkaisujärjestelmä
EL-Σύστημα Λεύκανσης των Δοντιών

EN

DE

FR

NL

IT

ES

PL

PT

SV

DA

FI

EL



'U' • Upper bleaching tray
'L' • Lower bleaching tray
Product must be refrigerated. Before using, allow product to warm to room temperature. This will make it easier for the tray to adhere to the teeth. Remove from package.



Center tray on arch.



Gently suck down on the tray.



Remove outer tray.



Lightly tap tray if necessary.



Wear for 60-90 minutes per day. When finished remove bleaching tray and brush teeth.

Description:

Opalescence[®] Go is a dentist-controlled, dentist-supervised, take-home bleaching system, dispensed in pre-loaded disposable trays. It is a clear, flavored, high viscosity, sticky, 6% hydrogen peroxide gel with potassium nitrate and sodium fluoride.

Ingredients:

Glycerin, Water (aqua), Carbamide Peroxide, Carbomer, Hydrogen Peroxide, Silica, PVP, Xylitol, Sodium Hydroxide, Disodium phosphate, Citric Acid, EDTA, Flavor (Aroma), Potassium Nitrate, Sodium Fluoride, Sucralose.

Precautions for Europe:

1. Not to be used on a person under 18 years of age.
2. To be only sold to dental practitioners. For each cycle of use, the first use to be only done by dental practitioners or under their direct supervision if an equivalent level of safety is ensured. Afterwards to be provided to the consumer to complete the cycle of use.
3. Contains sodium fluoride.
4. Please note the expiration date printed on the outer package/tray containers.

Precautions:

1. Keep tooth bleaching product away from small children.
2. A dental examination is recommended prior to bleaching. Some discolorations may indicate the need for dental treatment other than bleaching. Porcelain crowns, veneers, and white fillings do not lighten upon bleaching.
3. Only intended for use by those with healthy gum tissue. Gum tissue irritation may result if used in individuals with periodontal disease
4. This product is NOT for nighttime use.
5. Occasionally, some parts of teeth may bleach faster or less evenly than others. Results may be varied. In approximately 5% of the population, teeth may be resistant to bleaching. Bleaching teeth with large metal fillings may cause the metal color to show through the teeth.
6. Acidic foods/juices may cause sensitivity if consumed shortly after bleaching.
7. Do not use tobacco products or eat while bleaching.
8. Not intended for use by pregnant women.
9. Keep gel out of heat/sunlight. Do not freeze.
10. Do not swallow gel or rinses. Product contains peroxide and may contain fluoride; swallowing large amounts can be harmful.
11. Materials should be refrigerated (2°-8° c) to maintain shelf life.
12. Avoid contact with the eyes.

WARNING: Some users may experience sensitivity, which if it occurs is most often mild and transient, but in some cases may require treatment by your dentist. If you experience significant discomfort, stop using this product and consult your dentist. If you have any questions about this product or treatment, please ask your dentist. Do not reuse to avoid cross contamination.



'U' • Oberkiefer-Aufhellungstray
'L' • Unterkiefer-Aufhellungstray
Produkt im Kühlschrank aufbewahren.
Vor Gebrauch Produkt auf
Raumtemperatur erwärmen lassen.
Dadurch haftet das Tray besser an den
Zähnen. KombiTray aus der Packung
nehmen.



KombiTray am Zahnbogen
zentrieren.



Sanft die Zähne in das
KombiTray sinken lassen
und ansaugen.



Das äußere Tray
abnehmen.



Bei Bedarf Folie leicht
andrücken.



Tragezeit 60 bis 90 Minuten
pro Tag. Nach Abschluss
die Aufhellungsfolie
herausnehmen und die
Zähne putzen.

Beschreibung:

Opalescence® Go ist ein vom Zahnarzt kontrolliertes und überwachtes Aufhellungssystem für zuhause, das in vorgefüllten Einweg-Schienen abgegeben wird. Es ist ein klares, mit Aromen versehenes, hochviskoses, klebriges Wasserstoffperoxidgel mit Kaliumnitrat und Natriumfluorid in einer Konzentration von 6%.

Vorsichtsmaßnahmen für Europa:

1. Nicht bei Personen unter 18 Jahren anzuwenden.
2. Nur an Zahnpraxen abzugeben. Für jeden Anwendungszyklus muss die erste Anwendung durch einen Zahnarzt oder unter seiner direkten Aufsicht erfolgen, wenn ein gleichwertiges Sicherheitsniveau gewährleistet ist. Danach kann eine Übergabe an den Patienten zur Fortführung des Anwendungszyklus bis zum Ende erfolgen.
3. Enthält Natriumfluorid.
4. Bitte das auf der Umverpackung/Spritze oder Kapsel aufgedruckte Verfallsdatum beachten.

Vorsichtsmaßnahmen:

1. Das Aufhellungstray von Kindern fernhalten.
2. Vor dem Aufhellen wird eine zahnärztliche Untersuchung angeraten. Manche Verfärbungen können eine andere zahnmedizinische Behandlung als das Aufhellen der Zähne erfordern. Keramikkrone, Verblendschalen und weiße Füllungen werden beim Bleichen nicht heller.
3. Nur für Anwender mit gesundem Zahnfleisch bestimmt. Bei Personen mit parodontalen Erkrankungen kann es zur Reizung des Zahnfleischgewebes kommen.
4. Dieses Produkt ist NICHT für die Anwendung über Nacht bestimmt.
5. Manche Zahnteile werden mitunter schneller aufgehellt als andere. Die Ergebnisse können unterschiedlich ausfallen. Bei etwa 5 % der Bevölkerung erweisen sich die Zähne als aufhellungsresistent. Aufhellen von Zähnen mit umfangreichen Metallfüllungen kann zum Durchscheinen des Metalls durch den Zahn führen.
6. Säurehaltige Nahrungsmittel oder Säfte können beim Konsum kurz nach dem Aufhellen eine Empfindlichkeitsreaktion auslösen.
7. Während des Aufhellens keine Tabakprodukte benutzen und nicht essen.
8. Nicht für die Anwendung bei Schwangeren bestimmt.
9. Gel kühl und vor Licht geschützt aufbewahren. Nicht einfrieren.
10. Gel oder Mundspülflüssigkeit nicht hinunterschlucken. Das Produkt enthält Peroxid und kann Fluoride enthalten, so dass das Verschlucken größerer Mengen schädlich sein kann.
11. Materialien sollten gekühlt werden (2°-8°C), damit sie haltbar bleiben.
12. Vermeiden Sie Kontakt mit den Augen.

WARNUNG:

Manche Anwender entwickeln Empfindlichkeiten gegenüber dem Bleichmittel, wobei diese zumeist mild und vorübergehend sind; in manchen Fällen kann jedoch eine zahnärztliche Behandlung erforderlich sein. Wenn Sie deutliches Unbehagen verspüren, das Produkt nicht mehr verwenden und Ihren Zahnarzt um Rat fragen. Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt oder zur Behandlung haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Zahnarzt. Nicht wiederholt verwenden, um Kreuzkontamination zu verhindern.

EN-Key:
 DE-Legende:
 FR-Explication:
 NL-Erkl ring der
 Packingssymbole:
 IT-Legenda:
 ES-Clave:
 PT-Legenda:
 SV-Teckenf rklaring:
 DA-Tegn forklaring:
 FI-Merkkien selitykset:
 NO-N kkel:
 EL-Κλεις:
 PL-Legenda:
 TK-Anahtar:

EN-Not for injection.
 DE-Nicht zur Injektion.
 FR-Ne pas injecter.
 NL-Niet injecteren.
 IT-Non per iniezione.
 ES-No debe inyectarse.
 PT-N o injectar.
 SV-Ej f r injektion.
 DA-Ikke til injektion.
 FI-Ei injektiok ytt  n.
 NO-Ikke til innvortes bruk.
 EL-Μη ενέσιμο.
 PL-Nie nadaje si  do iniekcji.
 TK-Enjekte edilmek i in kullanılmaz.



EN-Recommended storage temperature.
 DE-Empfohlene Lager-Temperatur.
 FR-Temp rature de Stockage Recommand e.
 NL-Aanbevolen bewaartemperatuur.
 IT-Temperatura di stoccaggio consigliata.
 ES-Temperatura recomendada para almacenamiento.
 PT-Temperatura de armazenagem aconselhada.
 SV-Rekommenderad F rvarings Temperatur.
 DA-Anbefalet Opbevaringstemperatur.
 FI-Suosittelu s ilytysl mp tila.
 NO-Anbefalt oppbevaringstemperatur
 EL-Συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης.
 RU-Рекомендуемая температура хранения.
 PL-Zalecana temperatura przechowywania.
 TK- nerilen saklama sıcaklıđı.



EN-Keep out of reach of children/DE-Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren/FR-Tenir hors de portée des enfants/NL-Buiten bereik van kinderen houden/IT-Tenere fuori dalla portata dei bambini/ES-Manténgase fuera del alcance de los niños/PT-Manter fora do alcance das crianças/SV-Förvaras utom räckhåll för barn/DA-Opbevares utilgængelig for børn/FI-Pidettävä poissa lasten ulottuvilta/NO-Oppbevares utilgjengelig for barn/EL-Φυλάξτε μακριά τα παιδιά/

PL - rzechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci/TK-Çocuklardan uzak tutun

EN-Dentist Dispensed/DE-Vom Zahnarzt abzugeben/FR-Distribué par le chirurgien dentiste/NL-Door de tandarts verstrekt/IT-Prescritto dal dentista/ES-Administrado por el Dentista/PT-Administrado pelo dentista/SV-Applicerats av tandläkare/DA-Adminstreret af tandlæge/FI-Hammaslääkärin käyttöön/NO-Foreskrevet av tannlege/EL-Διανέμεται από τον οδοντίατρο/PL-Wydaje się z przepisu dentysty/TK-Dişçi tarafından dağıtılır

EN-Destroy after use/DE-Nach Gebrauch vernichten/FR-Détruire après utilisation/NL-Na gebruik vernietigen/IT-Distruggere dopo l'uso/ES-Destrúyalo después de usarlo/PT-Destruir após usar/SV-Förstöras efter användning/DA-Destruér efter brug/FI-Hävitätä käytön jälkeen/NO-Ødelegg etter bruk/EL-Καταστρέψτε το μετά τη χρήση/PL-Po użyciu zniszczyć/TK-Kullandıktan sonra imha edin

T



EN-Toxic
 DE-Giftig
 FR-Toxique
 NL-Giftig
 IT-Tossico
 ES-Tóxico
 PL-Toksyczny
 PT-Tóxico
 SV-Giftigt
 DA-Toksisk
 FI-Myrkyllinen
 EL-Τοξικό

Xi



EN-Irritant
 DE-Irritierend
 FR-Irritant
 NL-Irriterend
 IT-Irritante
 ES-Irritante
 PT-Irritante
 PL-Środek drażniący
 SV-Irriterande
 DA-Lokalirriterende
 FI-Ärsyttävä
 EL-Ερεθιστικό

R_x

EN For Professional use only.
 DE Nur für professionelle Anwendungen.
 FR Destiné à une utilisation professionnelle uniquement.
 NL Uitsluitend voor professioneel gebruik.
 IT Solo per uso professionale.
 ES Sólo para uso profesional.
 PL Tylko do profesjonalnego użycia.
 PT Destina-se apenas à utilização profissional.
 SE Endast för yrkesmässigt bruk.
 DA Må kun anvendes af tandslægepersonale.
 FI Vain ammattikäyttöön.
 EL Μόνο για επαγγελματική χρήση.



See instructions
 Siehe Anleitung
 Voir le mode d'emploi
 Zie gebruiksaanwijzingen
 Vedere le istruzioni
 Vea las Instrucciones
 Ver instruções
 Se bruksanvisning
 Se vejledningen
 Lue käyttöohjeet
 Se instrukcionene
 Δείτε τις οδηγίες
 Patrz Instrukcja
 Talimatlara bakınız



Date of Minimum Durability
Verfalldatum
A utiliser avant le
Uiterste gebruiksdatum
Non riutilizzare
Use antes de la fecha de expiración
Utilize por data
Förbrukningsdatum
Anvendes inden
Viimeinen käyttöajankohta
Brukes før
Χρησιμοποίηση έως
Użyć do daty
Son kullanim tarihi

LOT

EN Batch Code
DE Liefercode
FR Code de lot
NL Partijcode
IT Codice del lotto
ES Código del Lote
PL Kod serii
PT Código do lote
SE Batchkod
DA Batchkode
FI Eräkoodi
EL Κωδικός παρτίδας

REF

EN Catalog Number
DE Katalognummer
FR Numéro de catalogue
NL Catalogusnummer
IT Numero di catalogo
ES Número de Catálogo
PL Numer katalogowy
PT Número de catálogo
SE Katalognummer
DA Katalognummer
FI Luettelonumero
EL Αριθμός καταλόγου



EN Do not reuse to avoid cross contamination.
DE Nicht wiederholt verwenden, um Kreuzkontamination zu verhindern.
FR Ne pas réutiliser pour éviter la contamination croisée.
NL Niet opnieuw gebruiken om kruisbesmetting te vermijden.
IT Per evitare la contaminazione crociata non riutilizzare.
ES No lo reutilice, así evitará la contaminación cruzada.
PL Używać jednorazowo dla uniknięcia zanieczyszczenia krzyżowego
PT Não reutilizar para evitar a contaminação cruzada.
SE För undvikande av korskontamination får produkten inte ter användas.
DA Må ikke genbruges for at undgå krydskontaminering.
FI Älä käyttää uudelleen ristikontaminaation välttämiseksi.
EL Μην το επαναχρησιμοποιείτε για να αποφύγετε τη διασταυρωτική μόλυνση.



UP Dental GmbH
Am Westhoyer Berg 30
51149 Cologne
Germany

EN-Refrigerate
 DE-Kühlen
 FR-Réfrigérer
 NL-Koelen
 IT-Refrigerare
 ES-Refrigerar
 PT-Refrigerar
 SV-Förvara i kylskåp
 DA-Opbevarer køligt
 FI-Säilytä kylmässä
 EL-Να φυλάσσεται
 στο ψυγείο

For an MSDS of this product, please see: www.ultradent.com

ULTRADENT
 PRODUCTS, INC.

© Copyright 2013 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved. Made in USA

Manufactured by Ultradent Products, Inc. 505 West 10200 South, South Jordan, Utah 84095 021213 68581.2